

MASÁŽNÍ VIBRAČNÍ PÁS NA HUBNUTÍ

BH12803

BASS
POLSKA
HOME LINE



Návod k obsluze

Překlad původního návodu

PŘED POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁVOD



Obsah

I. ZÁRUKA A SERVIS	2
II. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA	4
III. URČENÍ	5
IV. TECHNICKÉ ÚDAJE	6
V. POPIS PRVKŮ MASÁŽNÍHO PŘÍSTROJE	7
VI. POPIS PRVKŮ OVLÁDACÍHO PANELU	8
VII. POUŽÍVÁNÍ MASÁŽNÍHO PŘÍSTROJE	8
VIII. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	8

Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek. Před použitím si pozorně přečtěte pokyny týkající se obsluhy náradí a podmínek bezpečnosti. Uchovejte návod pro možnost pozdějšího nahlédnutí.

Návod byl přeložen z návodu dodaného výrobcem v polském jazyce.

Připojeno:

Zařízení označené ochrannou známkou BASS POLSKA HOME LINE

Zařízení označeno obchodním označením BH12803

I. ZÁRUKA A SERVIS

Informace o servisu a záruce:

www.hobynaradi.cz

email:

info@hobynaradi.cz

telefon reklamace, servis:

+420 555 441 445 Po-Pá 9:00-12:00 a 13:00-16:00

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 24 měsíců od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou činnost je záruční doba 12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky používány v souladu s návodem k obsluze a způsobu použití.

ZÁRUKA A SERVIS

Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebení, přetížením, použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určena na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným (neodborným) zacházením. Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně závazné předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad rámec doporučené údržby.

Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

- 1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze
- 2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou KAXL s.r.o.
- 3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen
- 4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí
- 5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby
- 6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů
- 7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem
- 8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém
- 9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení

Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebení v důsledku jejích normální funkce (např. opotřebení uhlíků, zapalovací svíčka atd.)

Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly.

Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se o možnostech opravy v pověřené opravně. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat záruka, budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží součástí.

Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený datem prodeje.

Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špíny. Spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady.

Při zasílání dopravní službou vylijte z výrobku nespotřebované palivo a olej. Výrobek řádně zabalte, nejlépe do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným zabalením zásilky, nelze uznat jako záruční vady!

Do motorů používejte jen paliva a oleje odpovídající klasifikace, popř. paliva a oleje doporučené značkovým prodejcem. Vzniklé škody, způsobené používáním nevhodného paliva a nevhodných olejů, Vám nebudou v záruce uznány.

II. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

UPOZORNĚNÍ! Před použitím si přečtěte celý návod. Nedodržení níže uvedených pokynů a bezpečnostních doporučení může vést ke zranění a zhoršení zdravotního stavu.

BEZPEČNOST SOUVISEJÍCÍ S POUŽITÍM A ÚDRŽBOU

1. Nikdy nepřipojujte zařízení k napájecí síti, pokud napětí není v souladu se specifikací výrobku.
2. Výrobek se při kontaktu s vodou poškodí. Nepoužívejte zařízení ve vlhkém prostředí. Masážní přístroj čistěte otíráním vlhkou houbou, nikdy ho nemyjte pod tekoucí vodou!
3. Nepoužívejte zařízení při teplotách vyšších než **40°C**.
4. Udržujte masážní přístroj v bezpečné vzdálenosti od zdrojů tepla a nevystavujte přímému působení slunečního světla.
5. Pokud je jakákoliv část masážního přístroje poškozena, nepoužívejte ho. Kontaktujte servis výrobce.
6. Před připojením napájecího kabelu se ujistěte, že je vypínač v poloze OFF.
7. Nezapomeňte po každém použití zařízení vypnout přepínač napájení a odpojit napájecí kabel z elektrické sítě.
8. Při delším používání se může masážní přístroj zahřát. To je normální jev. Osoby citlivé na teplo by neměly zařízení používat příliš dlouho.
9. Masážní přístroj je vybaven funkcí ochrany proti přehřátí. Pokud se zařízení příliš zahřeje, automaticky se vypne. Zařízení lze znovu zapnout až po jeho vychladnutí.
10. Nedovolte dětem používat masážní přístroj bez dozoru.
11. Nepoužívejte zařízení k masáži citlivých oblastí těla, jako jsou: zápěstí, prsa, lokty, intimní místa.
12. Masážní přístroj nepoužívejte 30 minut před a po jídle.
13. Používání masážního přístroje těhotnými ženami, staršími lidmi a chronicky nemocnými lidmi je třeba konzultovat s lékařem.
14. Nepoužívejte zařízení **déle než 10-15 minut v kuse na jednu část těla**. Dobu masáže se doporučuje postupně prodlužovat. Celková doba masáže by neměla přesáhnout **30 minut**. Po překročení 30 minut používání masážní přístroj na 10 minut vypněte, poté můžete v masáži pokračovat.
15. Ujistěte se, že se strany zařízení během masáže krku nedotýkají šíje.
16. Ujistěte se, že během masáže neusnete.
17. Nikdy nepoužívejte masážní přístroj pod vlivem alkoholu nebo omamných látek.

JE ZAKÁZÁNO:

- x Uvádění do provozu elektrických zařízení bez potvrzení účinnosti ochrany proti možnosti úrazu elektrickým proudem.
- x Provádění změn v používaném zařízení.
- x Odstraňování ochran, zabezpečení, zkratování relé, blokování spínačů, používání provizorních oprav pojistek, používání nesprávných pojistek.

- x Tahání za elektrický kabel při vytahování zástrčky ze zásuvky.
- x Používání zásuvek a zástrček s poškozeným krytem nebo izolační vložkou.
- x Přetěžování elektrických zařízení nad přípustnou hodnotu.
- x Ponechání bez dozoru elektrických zařízení připojených k síti. Před opuštěním pracoviště je třeba odpojit všechna elektrická zařízení od sítě.
- x Umožnit přístup k zařízením nebo elektrickým instalacím neoprávněným osobám, nezletilým osobám, včetně dětí, nemocným osobám, osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných drog.

SERVIS

Oprava zařízení by měla být prováděna pouze kvalifikovaným personálem, který používá kompatibilní náhradní díly. To zajistí bezpečné a efektivní fungování zařízení.

ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY

1. Opravy a údržbu elektrických zařízení smí provádět pouze vyškolení odborníci.
2. První pomoc při úrazu elektrickým proudem:
 - Uvolněte osobu, která je pod napětím.
 - Tyto činnosti provádějte velmi opatrně, aby také u vás nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
 - Elektrickou instalaci okamžitě odpojte od napětí odstraněním pojistek nebo proříznutím kabelu, který je pod napětím pomocí kleští s izolovanou rukojetí (tyto činnosti musí být prováděny izolovanou rukou a musíte zároveň stát na izolační desce - guma, sklo, suchá deska).
 - Po uvolnění osoby zkontrolujte, zda vykazuje známky života.
 - Osoby, u kterých došlo k silnému úrazu elektrickým proudem a u nedýchající osoby, obnovte dýchání umělým dýcháním a srdeční masáží, dokud zasažená osoba nezíská vědomí nebo nedorazí sanitka.
 - Pokud naleznete popáleninu, je třeba na ránu položit suchý, sterilní obvaz.
 - V každém případě musí být zasažená osoba hospitalizována (dle pravidel BOZP).

III. URČENÍ

Masážní pás na hubnutí vytvaruje pas, břicho, hýždě a stehna. Rytmičné vibrace účinně odbourávají tuk nahromaděný pod kůží, postupně bojují proti celulitidě a poskytují pocit uvolnění. Vibrační masáž má pozitivní vliv nejen na celkové zlepšení stavu svalů a pokožky, ale také odbourává stres a zlepšuje celkovou pohodu. Dvacet magnetů vytváří kolem vybrané části těla silné magnetické pole, zlepšuje proudění tělesných tekutin a spalování tuků.

Další výhody vibračního pásu:

- Pomáhá při odbourávání tuku, který je následně odváděn lymfatickým systémem těla
- Podporuje dobré trávení a čištění pokožky tím, že zlepšuje schopnost těla vstřebávat živiny
- Stimuluje krevní oběh
- Uvolňuje svalové napětí
- Formuje a zlepšuje hlavní svaly těla, čímž zlepšuje fyzickou zdatnost a snižuje příčiny vzniku zranění
- Stimuluje a masíruje buňky pod kůží a zlepšuje jejich fungování
- Zmírňuje následky stresu a uvolňuje
- Uklidňuje svalové bolesti způsobené intenzivním tréninkem

**IV. TECHNICKÉ ÚDAJE**

Model	BH12803
Napájení	230 V, síťové
Počet motorů	5
Počet magnetů	20
Nastavení intenzity	ANO
Počet úrovní intenzity	2
Ovládání	Ovládací panel
Pracovní režim	automatický
Délka pásu	Max. 130 cm

V. POPIS PRVKŮ MASÁŽNÍHO PŘÍSTROJE



1. Jemný materiál, který neodírá kůži, s pečlivým zpracováním.

2. Pevný suchý zip, který umožňuje přizpůsobení masážního přístroje různým šířkám pasu.

3. Vestavěný ovládací panel s nastavitelnou intenzitou masáže.

4. 5 současně pracujících vibračně-masážních hlavic.

5. 20 magnetizérů s vlastnostmi proti bolesti a prospěšnými.

VI. POPIS PRVKŮ OVLÁDACÍHO PANELU



1. Indikátor napájení.
2. I. režim intenzity masáže: silná masáž.
3. Vypínač.
4. II. režim intenzity masáže: jemná masáž.
5. Intenzita.

VII. POUŽÍVÁNÍ MASÁŽNÍHO PŘÍSTROJE

1. Nasadíte si pás na vybranou část těla.
2. Přizpůsobte pás pomocí suchého zipu tak, aby těsně obepínal vybranou část těla.
3. Připojte napájecí adaptér k vibračnímu pásu.
4. Přesuňte přepínač do polohy STRONG - silná masáž nebo WEAK - jemná masáž pro nastavení preferované intenzity masáže.
5. Chcete-li zařízení vypnout, přesuňte přepínač do polohy OFF.
6. Masáž se doporučuje začít s jemnou intenzitou pro prvotní stimulaci organismu.

VIII. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



Je zakázáno vyhazovat zařízení spolu s jiným domácím odpadem.

Je zakázáno vyhazovat použité zařízení spolu s domácím odpadem. Zařízení musí být zlikvidováno v určeném k tomuto účelu podniku pro likvidaci a recyklaci elektroodpadu.

Elektroodpad (tedy opotřebované elektrické a elektronické zařízení) je rozbité, dlouho nevyužívané, již nepotřebné elektrické a elektronické zařízení, které kdysi fungovalo na elektřinu nebo baterie - poškozené počítače, elektronické hračky a doplňky, staré pračky, ledničky, stejně jako použité zářivky. To vše je klasifikováno jako nebezpečný odpad, protože obsahuje jedovaté látky.